

Anticuerpo Policlonal Anti-Ube2O Para Ihc-P, Elisa - Q9C0C9

Número de artículo: CM0019554



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige específicamente a la UBE2O humana (E2-230K, 141 kDa) para aplicaciones de IHC-P y ELISA. Una herramienta fundamental para investigar la conjugación de ubiquitina, la señalización NF-kB mediada por TRAF6 y la adipogénesis mediada por BMP7.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UBE2O Rabbit pAb
Observaciones/Alias	E2-230K; UBE2O
Especie	Humano
ID de Gen	63893
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1073-1292 de la UBE2O humana (NP_071349.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9C0C9
Peso Proteico	141kDa
Envío	Bolsa de hielo