

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ube2O [Validado Por Ko] Para Wb, If/Icc, Icc, Ip, Elisa - Q9C0C9

Número de artículo: CM0018313



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra UBE2O humano (E2-230K), validado por KO. Validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA; reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudios de conjugación de ubiquitina, adhesión y tráfico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	[Validado por KO] UBE2O pAb de Conejo
Observaciones/Alias	E2-230K; 20
Especie	Humano
ID de Gene (Humano)	63893
ID de Gene	63893
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1073-1292 de UBE2O humano (NP_071349.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9C0C9
Peso Proteico	141kDa
Envío	Bolsa de hielo