

Anticuerpo Policlonal Anti-Ube2Q2 Para Wb, Elisa - Q8Wvn8

Número de artículo: CM0027980



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la UBE2Q2 humana, adecuado para Western blot y ELISA. Reconoce la UBE2Q2 humana y de ratón, con un peso molecular de 43 kDa. Ideal para investigación en ubiquitinación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UBE2Q2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	UBE2Q2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	92912
GeneID	92912
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 de la UBE2Q2 humana (NP_775740.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8WVN8
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo