

Anticuerpo Policlonal Anti-Ube2R2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q712K3

Número de artículo: CM0030064



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo UBE2R2 validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón, rata. Dianas enzima conjugadora de ubiquitina E2 R2 (27 kDa, UniProt Q712K3) implicada en la vía de la ubiquitina. Inmunógeno recombinante.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UBE2R2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	UBC3B; CDC34B; E2-CDC34B; UBE2R2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	54926
ID de Gen	54926
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-238 del UBE2R2 humano (NP_060281.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q712K3
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo