

Anticuerpo Policlonales De Conejo Anti-Ube2S Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16763

Número de artículo: CM0026899



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta especificidad dirigido a UBE2S humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Tiene reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de la ubiquitinación mediada por APC/C y la progresión mitótica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UBE2S Rabbit pAb
Notas / Alias	EPF5; E2EPF; E2-EPF; UBE2S
Especie	Humano
GeneID (Humano)	27338
GeneID	27338
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-222 de UBE2S humano (NP_055316.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16763
Peso Molecular de la Proteína	24kDa
Envío	Bolsa de hielo