

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ube2S (Validado Por Ko) Para Wb, Elisa - Q16763

Número de artículo: CM0021517



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO dirigido a la UBE2S humana, una enzima de conjugación de ubiquitina involucrada en la regulación del ciclo celular y la degradación de proteínas. Adecuado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] UBE2S Rabbit pAb
Notas / Alias	EPF5; E2EPF; E2-EPF; 2S
Especie	Humano
GeneID	27338
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 122-221 de la UBE2S humana (NP_055316.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16763
Peso de la proteína	24kDa
Envío	Bolsa de hielo