

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ube2T Para Wb, Elisa - Q9Npd8

Número de artículo: CM0028397



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra UBE2T humano, validado para inmunotransferencia (Western blot) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en reparación del ADN y anemia de Fanconi. Peso molecular: 23kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UBE2T Conejo pAb
Observaciones/Alias	FANCT; PIG50; HSPC150; UBE2T
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	29089
ID del Gen	29089
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-197 de UBE2T humano (NP_054895.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NPD8
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo