


Anticuerpo Policlonal Anti-Ube2V1 Para Wb, Elisa - Q13404

Número de artículo: CM0029161



Introducción

Anticuerpo anti-UBE2V1 policlonal de conejo de alta calidad para WB y ELISA. Reacciona con UBE2V1 humano, de ratón y de rata, un mediador clave de la ubiquitinación vinculada a K63 y de la señalización de NF-κB.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UBE2V1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CIR1; UEV1; CROC1; UBE2V; UEV-1; UEV1A; CROC-1; UBE2V1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7335
GeneID	7335
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13404
Peso Proteico	16kDa
Envío	Bolsa de hielo