


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ube2V2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15819

Número de artículo: CM0027473



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra UBE2V2 humano (MMS2/UEV2), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en ubiquitinación y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo UBE2V2
Observaciones/Alias	MMS2; UEV2; EDPF1; UEV-2; DDVIT1; EDAF-1; EDPF-1; DDVIT-1; UBE2V2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	7336
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 1-145 de UBE2V2 humano (NP_003341.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15819
Peso Proteico	16kDa
Envío	Bolsa de hielo