

Anticuerpo Policlonico Anti-Ube2Z De Conejo Para Wb, Elisa - Q9H832

Número de artículo: CM0028608



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a la UBE2Z humana (enzima conjugadora de ubiquitina E2 Z) para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para investigar la conjugación de ubiquitina y la regulación de la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UBE2Z Rabbit pAb
Observaciones/Alias	USE1; HOYS7; UBE2Z
Especie	Humano
GeneID (Humano)	65264
GeneID	65264
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 115-354 de la UBE2Z humana (NP_075567.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9H832
Peso Molecular	38kDa
Envío	Bolsa de hielo