

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ube4A Para Wb, Elisa - Q14139

Número de artículo: CM0003092



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la UBE4A humana (ligasa E3/E4 de ubiquitina). Ideal para aplicaciones de Western blot y ELISA en estudios de ubiquitinación y degradación de proteínas. PM: 123 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo UBE4A
Observaciones/Alias	E4; UFD2; UBOX2; NEDHMS; UBE4A
Especie	Humano
ID del Gen	9354
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la UBE4A humana (Q14139).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q14139
Peso Molecular de la Proteína	123 kDa
Envío	Bolsa de hielo