


Anticuerpo Monoclonal Anti-Ube4B Para Wb, Elisa - O95155

Número de artículo: CM0003330



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-UBE4B validado para Western blot y ELISA, reactivo con humano, ratón y rata. Diseñado para estudios de degradación de proteínas del músculo y de la vía ubiquitina-proteasoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo UBE4B
Observaciones/Alias	E4; UFD2; HDNB1; UBOX3; UFD2A; UBE4B
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10277
ID del Gen	10277
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la UBE4B humana (O95155).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95155
Peso Molecular de la Proteína	146kDa
Envío	Bolsa de hielo