

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ube4B Para Wb, Elisa - O95155

Número de artículo: CM0020496



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo UBE4B para Western blot y ELISA detecta UBE4B humano y de ratón, un factor de conjugación de ubiquitina E4 B implicado en la ubiquitinación de proteínas y el ensamblaje de la miosina. Ideal para la investigación de la neurodegeneración y la biología muscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	UBE4B pAb de conejo
Observaciones/alias	E4; UFD2; HDNB1; UBOX3; UFD2A; UBE4B
Especie	Humano
GeneID (humano)	10277
GeneID	10277
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 130-250 de UBE4B humano (NP_006039.2)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	O95155
Peso de la proteína	146 kDa
Envío	Bolsa de hielo