

Anticuerpo Policlonal Anti-Ubiad1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y5Z9

Número de artículo: CM0017514

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra UBIAD1 humano (TERE1), ideal para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para el estudio de la biosíntesis de menaquinona-4 y coenzima Q10.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UBIAD1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SCCD; TERE1; UBIAD1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	29914
ID de Gen	29914
Inmunógeno	Péptido sintético; Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de UBIAD1 humano (NP_037451.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y5Z9
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo