

Anticuerpo Policlonico Anti-Ubiad1 De Conejo Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y5Z9

Número de artículo: CM0028806

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a UBIAD1 humana, validado para WB, IHC-P, ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Detecta una banda de 37 kDa. Permite investigar las vías de biosíntesis de menaquinona-4 y coenzima Q10.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UBIAD1 Rabbit pAb
Notas/Alias	SCCD; TERE1; UBIAD1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	29914
ID del Gen	29914
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos entre 1-100 de UBIAD1 humana (NP_037451.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y5Z9
Peso Molecular	37kDa
Envío	Bolsa de hielo