

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ubiquilin-2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uhd9

Número de artículo: CM0029004



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Ubiquilin-2 (UBQLN2) humana para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Tiene reactividad cruzada con ratón. Ideal para el estudio de las vías de ubiquitin-proteasoma, autofagia y ERAD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	UBQLN2 Rabbit pAb
Notas / Alias	DSK2; ALS15; CHAP1; N4BP4; PLIC2; HRIHFB2157; UBQLN2
Especie	Humana
ID de gen (Humano)	29978
ID de gen	29978
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 de la UBQLN2 humana (NP_038472.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UHD9
Peso de la proteína	66kDa
Envío	Bolsa de hielo