

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ubiquitina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P0Cg47

Número de artículo: CM0002531



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ubiquitina validado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona con humano, ratón, rata con amplia reactividad cruzada predicha. Adecuado para estudios de ubiquitina-proteasoma y señalización celular. Obtenido a través de la plataforma IVD integral de CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ubiquitina mAb de Conejo
Observaciones/Alias	HEL-S-50; Ubiquitina
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7314
ID de Gen	7314
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-228 de la ubiquitina humana (AAH46123.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otro (Rango Amplio Predicho)
SWISS	P0CG47
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo