


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ubiquitina Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P0CG47

Número de artículo: CM0006786



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Ubiquitina (P0CG47) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Especies: Humano, Ratón. Inmunógeno recombinante. Ideal para estudiar cadenas de poliubiquitina en el proteasoma, reparación del ADN y señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Ubiquitina
Observaciones/Alias	HEL-S-50; Ubiquitina
Especies	Humano
ID del Gen (Humano)	7314
ID del Gen	7314
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de la Ubiquitina humana (NP_061828.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P0CG47
Peso Molecular de la Proteína	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo