

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ubl5 Para Wb Y Elisa - Q9Bzl1

Número de artículo: CM0024427



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la proteína humana UBL5 (HUB1). Adecuado para Western blot y ELISA. UBL5 está involucrada en el empalme de pre-ARNm, la cohesión de cromátidas hermanas y la vía de la anemia de Fanconi.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-UBL5
Observaciones/Alias	HUB1; UBL5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	59286
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-73 de la UBL5 humana (NP_077268.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9BZL1
Peso Molecular de la Proteína	9kDa
Envío	Bolsa de hielo