


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ubqln1 Para Wb, Elisa - Q9Umx0

Número de artículo: CM0015159



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra UBQLN1 humano para Western blotting y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. La Ubiquilina-1 es un regulador clave del sistema ubiquitina-proteasoma, la autofagia y las vías ERAD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UBQLN1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	DA41; DSK2; UBQN; XDRP1; PLIC-1; UBQLN1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	29979
ID de Gen	29979
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 480-540 de UBQLN1 humano (NP_038466.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9UMX0
Peso Molecular de la Proteína	63kDa
Envío	Bolsa de hielo