


Anticuerpo Policlonal Anti-Ubqln3 Para Wb, If-P, Elisa - Q9H347

Número de artículo: CM0020919



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a UBQLN3 (Ubiquilina-3). Validado para WB, IF-P, ELISA en humanos, ratón y rata. Ideal para investigación de proteínas específicas de testículo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UBQLN3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TUP-1; UBQLN3
Especie	Humano
ID del Gen	50613
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 306-620 de UBQLN3 humano (NP_059509.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H347
Peso Molecular de la Proteína	71kDa
Envío	Bolsa de hielo