

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ubqln4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nrr5

Número de artículo: CM0019112

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra UBQLN4, un regulador de la degradación del proteasoma y la reparación del ADN. Validado en WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudios de ubiquitina-proteasoma y autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UBQLN4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	A1U; A1Up; UBIN; CIP75; C1orf6; UBQLN4
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	56893
ID de Gen	56893
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 366-432 de UBQLN4 humana (NP_064516.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NRR5
Peso Proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo