

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ubr5 Para Wb Y Elisa - 095071

Número de artículo: CM0015693



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra UBR5 humano (ligasa de proteínas ubiquitina E3), validado para Western blot y ELISA. Para control de calidad de proteínas, señalización Wnt e investigación de respuesta al daño del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UBR5 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	DD5; EDD; HYD; EDD1; UBR5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51366
GeneID	51366
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O95071
Peso Proteico	309kDa
Envío	Bolsa de hielo