


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ubtf Para Wb, Elisa - P17480

Número de artículo: CM0029670



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-UBTF validado para WB y ELISA con reactividad cruzada contra humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la regulación de genes de ARN ribosomal y la función nucleolar.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	UBTF Rabbit pAb
Notas/Alias	UBF; UBF1; UBF2; UBF-1; CONDBA; NOR-90; UBTF
Especie	Humano
GeneID (humano)	7343
GeneID	7343
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-440 de la UBTF humana (NP_055048.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17480
Peso proteico	89kDa
Envío	Bolsa de hielo