

Anticuerpo Policlonal Anti-Uchl3 Para Wb, Elisa - P15374

Número de artículo: CM0030318



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la UCHL3 humana, una enzima deubiquitinante. Adecuado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Apoya estudios de procesos dependientes de ubiquitina y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UCHL3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	UCH-L3; UCHL3
Especie	Humano
ID del Gen	7347
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 de la UCHL3 humana (NP_005993.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15374
Peso de la Proteína	26kDa
Envío	Bolsa de hielo