


Anticuerpo Policlonal Anti-Uchl5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y5K5

Número de artículo: CM0029027



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo UCHL5 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA en Humano, Ratón, Rata. Dianas: isoenzima hidrolasa carboxi-terminal de ubiquitina L5, una enzima desubiquitinante en el proteasoma y complejo INO80.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UCHL5 Conejo pAb
Observaciones/Alias	UCH37; CGI-70; INO80R; UCH-L5; UCHL5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51377
GeneID	51377
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-328 de la UCHL5 humana (NP_001186190.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y5K5
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo