

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Uchl5Ip Para Wb, Elisa - Q99871

Número de artículo: CM0002135



Introducción

CamelBio suministra anticuerpo monoclonal de conejo recombinante dirigido a la subunidad 7 del complejo tipo augmin HAUS humano (UCL5IP, UIP1). Validado para WB y ELISA. Ideal para la investigación del ensamblaje del huso mitótico y la división celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UCL5IP Rabbit mAb
Observaciones/Alias	UIP1; UCL5IP
Especie	Humano
ID de Gen	55559
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 150-285 del UCL5IP humano (NP_001372411.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q99871
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo