

Anticuerpo Policlonal Anti-Uckl1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nwz5

Número de artículo: CM0024680

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra UCKL1 humano (uridina-citidina quinasa-like 1), con reactividad cruzada con ratón y rata. Validado para Western blot, IHC en parafina y ELISA. Adecuado para investigación del metabolismo de nucleótidos y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UCKL1 pAb Conejo
Observaciones/Alías	UCK1L; URKL1; UCKL1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	54963
GeneID	54963
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de UCKL1 humano (NP_060329.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NWZ5
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo