

Anticuerpo Policlonal Anti-Ucp1 Para Wb, Elisa - P10861

Número de artículo: CM0018842

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra UCP1 (Proteína desacopladora de grasa parda mitocondrial 1, Termogenina). Validado para WB y ELISA. Reacciona con ratón. Adecuado para investigación metabólica y estudios de termogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UCP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alías	Proteína desacopladora de grasa parda mitocondrial 1
Especie	Cerdo
ID de Gen (Humano)	7350
ID de Gen (Cerdo)	281561
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de UCP1 bovino (NP_001160000.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P10861
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo