

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ucp1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P25874

Número de artículo: CM0003725



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra UCP1 humano, validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para estudiar la termogénesis, el equilibrio energético y los mecanismos de enfermedades metabólicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UCP1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	UCP; SLC25A7; UCP1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7350
ID de Gen	7350
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de UCP1 humano (NP_068605.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P25874
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo