

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ucp1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P25874

Número de artículo: CM0025358



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la UCP1 humana (termogenina), validado para Western blot, inmunohistoquímica y ELISA. Detecta la UCP1 endógena en tejido adiposo marrón de humano, ratón y rata. Ideal para estudios metabólicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	UCP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	UCP; SLC25A7; UCP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7350
GeneID	7350
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 100-200 de la UCP1 humana (NP_068605.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P25874
Peso de la proteína	33kDa
Envío	Bolsa de hielo