

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ucp1 Para Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P25874

Número de artículo: CM0028632



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la UCP1 humana (Termogenina), validado para WB, IHC-P, IF-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Inmunógeno recombinante que cubre los aa 154-253. Ideal para la investigación de termogénesis mitocondrial y tejido adiposo marrón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UCP1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	UCP; SLC25A7; UCP1
Especie	Humano
ID de Gen	7350
Inmunógeno	Proteína recombinante / Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 154-253 de la UCP1 humana (NP_068605.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P25874
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo