

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ucp1+Ucp3 Para If-P, Ihc-P, Elisa - P12242 / P56501

Número de artículo: CM0003584

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a UCP1 y UCP3 de ratón, validado para IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona con ratón y rata. Ideal para investigación de tejido adiposo y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	UCP1+UCP3 mAb de conejo
Observaciones/Alias	AI385626; Slc25a7; Ucp; UCP1+UCP3
Especie	Ratón
ID del gen (Humano)	7350/7352
ID del gen	22227/22229
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P12242/P56501
Peso de la proteína	34kDa
Envío	Bolsa de hielo