

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ucp2 Para Wb, Elisa - P55851

Número de artículo: CM0025067

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra UCP2 (Proteína Desacoplante 2), validado para Western blot y ELISA, que reacciona con humano, ratón y rata. Para uso en investigación en estudios de metabolismo mitocondrial, estrés oxidativo e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-UCP2
Observaciones/Alias	UCPH; BMIQ4; SLC25A8; UCP2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7351
GeneID	7351
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 112-211 de la UCP2 humana (NP_003346.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P55851
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo