

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ucp3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P55916

Número de artículo: CM0024687

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-UCP3 validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón y rata. Se dirige a la proteína de desacoplamiento mitocondrial 3 de 34 kDa, implicada en la obesidad, la diabetes y la regulación metabólica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	UCP3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SLC25A9; UCP3
Especie	Humano
GeneID (humano)	7352
GeneID	7352
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-110 de la UCP3 humana (NP_073714.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P55916
Peso molecular	34kDa
Envío	Bolsa de hielo