

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ue2B Para Wb, Ihc-P, Elisa - P63146

Número de artículo: CM0002836



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra UBE2B humano (RAD6B), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para investigación de la vía de ubiquitina y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo UBE2B
Observaciones/Alias	HR6B, UBC2, HHR6B, RAD6B, E2-17kDa
Especies	Humano
ID del Gen (Humano)	7320
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 53-152 de UBE2B humano (P63146)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P63146
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo