

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ufc1 Para Wb, Elisa - Q9Y3C8

Número de artículo: CM0007227



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-UFC1 validado para Western blot (WB) y ELISA. Reconoce UFC1 humano, de ratón y rata, una enzima clave tipo E2 en la vía de ufmilación. Adecuado para investigación sobre reciclaje de ribosomas, respuesta al daño del ADN y ER-fagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo UFC1
Observaciones/Alias	NEDSG; HSPC155; UFC1
Especies	Humano
ID de Gen (Humano)	51506
ID de Gen	51506
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-130 de UFC1 humano (NP_057490.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y3C8
Peso Molecular de la Proteína	19kDa
Envío	Bolsa de hielo