


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ufd1L Para Wb, Elisa - Q92890

Número de artículo: CM0025429



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra UFD1L humano (proteína de degradación de fusión de ubiquitina 1), validado para Western Blot y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Para la investigación de la degradación asociada al retículo endoplasmático y la vía de la ubiquitina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UFD1L Rabbit pAb
Observaciones/Alias	UFD1L
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7353
GeneID	7353
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 1-307 de UFD1L humano (NP_005650.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92890
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo