


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Ufd1L Para Wb, If/Icc, Elisa - Q92890

Número de artículo: CM0029689



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a UFD1L humana, adecuado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. UFD1L funciona en la degradación asociada a RE y la regulación mitótica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UFD1L Rabbit pAb
Observaciones/Alias	UFD1L
Especie	Humano
GenelD (humano)	7353
GenelD	7353
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q92890
Peso de la Proteína	35kDa
Envío	Bolsa de hielo