


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ufl1 Para Wb, If/Icc, Elisa - O94874

Número de artículo: CM0021580



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la UFL1 humana (E3 UFM1-proteína ligasa 1). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en ufmilación, estrés del RE y daño en el ADN.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | UFL1 Conejo pAb                                                                                                                       |
| Observaciones/Alias | NLBP; RCAD; Maxer; KIAA0776; UFL1                                                                                                     |
| Especie             | Humano                                                                                                                                |
| GeneID (Humano)     | 23376                                                                                                                                 |
| GeneID              | 23376                                                                                                                                 |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 601-794 de la UFL1 humana (NP_056138.1). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                              |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                     |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                   |
| SWISS               | O94874                                                                                                                                |
| Peso Proteico       | 90kDa                                                                                                                                 |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                        |