


Anticuerpo Monoclonal Anti-Ufm1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P61960

Número de artículo: CM0002216



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a UFM1 humano (ubiquitin-fold modifier 1, modificador con plegamiento de ubiquitina 1). Validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la ufmilación en daño al ADN, estrés del retículo endoplásmico y reciclaje de ribosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UFM1 mAb de conejo
Observaciones/Alias	HLD14; BM-002; C13orf20; UFM1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	51569
ID del Gen	51569
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-85 de UFM1 humano (P61960).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P61960
Peso Molecular de la Proteína	9kDa
Envío	Bolsa de hielo