


Anticuerpo Policlonal Anti-Ufm1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61960

Número de artículo: CM0021867



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra UFM1 humano, validado en WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Utilizado en investigaciones sobre ufmilación, biología ribosómica y estrés del retículo endoplásmico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra UFM1
Observaciones/Alias	HLD14; BM-002; C13orf20; UFM1
Especie	Humana
ID del gen (humano)	51569
ID del gen	51569
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-63 de UFM1 humano (NP_057701.1).
Origen	Rabbit
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P61960
Peso de la proteína	9 kDa
Envío	Bolsa de hielo