


Anticuerpo Policlonal Anti-Ugdh Para Ihc-P Y Elisa - O60701

Número de artículo: CM0018574



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a UGDH (UDP-glucosa 6-deshidrogenasa), validado para inmunohistoquímica (IHC-P) y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Es útil para la investigación de biosíntesis de glicosaminoglicanos y enfermedades del neurodesarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	UGDH Rabbit pAb
Notas / Alias	GDH; UGD; DEE84; EIEE84; UDPGDH; UDP-GlcDH; UGDH
Especie	Humana
GeneID (humano)	7358
GeneID	7358
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 165-494 de la UGDH humana (NP_003350.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60701
Peso de la proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo