


Anticuerpo Policlonal Anti-Ugdh De Conejo Para Wb Y Elisa - O60701

Número de artículo: CM0014653



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra UGDH (UDP-glucosa 6-deshidrogenasa), validado para Western blot y ELISA. Detecta UGDH humano y de ratón, una enzima clave en la síntesis de glicosaminoglicanos, con un peso molecular predicho de 55 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UGDH Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GDH; UGD; DEE84; EIEE84; UDPGDH; UDP-GlcDH; UGDH
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7358
GeneID	7358
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O60701
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo