

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Uggt1 Para Wb, Elisa - Q9Nyu2

Número de artículo: CM0028176

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-UGGT1 de alta calidad validado para WB y ELISA. Detecta UGGT1 humano, de ratón y rata (177 kDa), un sensor de plegamiento de glicoproteínas del RE. Ideal para investigación de estrés del RE y control de calidad proteico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	UGGT1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	UGT1; HUGT1; UGCGL1; UGGT1
Especie	Humano
ID genético (Humano)	56886
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1456-1555 de UGGT1 humano (NP_064505.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NYU2
Peso de la proteína	177kDa
Envío	Bolsa de hielo