

Anticuerpo Policlonal Anti-Ugt1A1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P22309

Número de artículo: CM0029039

Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo contra UGT1A1 humana (SWISS: P22309) es adecuado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Validado en humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de UDP-glucuronosiltransferasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UGT1A1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GNT1; UGT1; UDPGT; UGT1A; HUG-BR1; BILQTL1; UDPGT 1-1; UGT1A1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	54658
ID de Gen	54658
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de la UGT1A1 humana (NP_000454.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22309
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo