

Anticuerpo Policlonal Anti-Ugt1A1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P22309

Número de artículo: CM0017770

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra UGT1A1 validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Detecta UDP-glucuronosiltransferasa 1A1 en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para estudios de metabolismo de fármacos, conjugación de bilirrubina y toxicidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UGT1A1 Rabbit pAb
Notas/Alias	GNT1; UGT1; UDPGT; UGT1A; HUG-BR1; BILIQTL1; UDPGT 1-1; UGT1A1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	54658
GeneID	54658
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de la UGT1A1 humana (NP_000454.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22309
Peso Molecular	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo