

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ugt1A1 Para Wb, Elisa - P22309

Número de artículo: CM0006840

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra UGT1A1 humano, adecuado para Western blot y ELISA, reacciona de forma cruzada con rata. Relevante para estudios de metabolismo de fármacos de fase II, conjugación de bilirrubina y glucuronidación de hormonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	UGT1A1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	GNT1; UGT1; UDPGT; UGT1A; HUG-BR1; BILIQTL1; UDPGT 1-1; UGT1A1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	54658
ID del gen	54658
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	P22309
Peso de la proteína	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo