

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ugt2B10 Para Wb Y Elisa - P36537

Número de artículo: CM0028693



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-UGT2B10 validado para WB y ELISA. Reconoce UGT2B10 humano, de ratón y de rata (61 kDa), una UDP-glucuronosiltransferasa clave de fase II. Ideal para investigación en metabolismo de fármacos y desintoxicación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo UGT2B10
Observaciones/Alias	UDPGT2B10; UGT2B10
Especie	Humano
GenelD (Humano)	7365
GenelD	7365
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P36537
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo