


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ugt2B17 Para If/Cci Y Elisa - O75795

Número de artículo: CM0019624



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la UGT2B17 humana, una enzima clave en la glucuronidación de hormonas esteroides. Validado para IF/CCI y ELISA. Adecuado para estudios de investigación sobre metabolismo de fármacos y endocrinología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	UGT2B17 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BMND12; UDPGT2B17; UGT2B17
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7367
GeneID	7367
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-200 de la UGT2B17 humana (NP_001068.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IF/CCI, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	O75795
Peso de la proteína	61kDa
Envío	Bolsa de hielo